


TASSUSITEEN TEKO-OHJE

Tassusiteen tekemiseen tarvitaan:

- pumpulia
- sideharsotaitoksia
- sideharsoa
- itseliimautuvaa joustavaa sidettä
- sakset
- teippiä



1. Haava puhdistetaan tarpeen mukaan esim. Betadinellä. Varpaiden väliin laitetaan pumpuli-suikaleet, jotta varpaat eivät hierry toisiaan vasten

2. Seuraavaksi vammaan, esim. anturahaavan päälle laitetaan sideharsotaitoksia

3. Tassun ympärille kiedotaan muutama kerros pumpulia

4. Sitten tassun ympärille kiedotaan muutama kierros sideharsoa

5. Sideharson päälle laitetaan kerros itseliimautuvaa joustavaa sidettä. Side vedetään ensin ylhäältä alas, tassun yli ja toiselta puolelta alhaalta ylös. Side on hyvä kiinnittää yläreunastaan koiran karvoihin, sillä silloin side pysyy paremmin paikoillaan.

6. Tassu sidotaan kokonaan itseliimautuvalla joustositeellä, niin että muodostuu tukeva tassuside. Side ei saa olla liian löysä, niin että se putoaa pois; muttei liian tiukkakaan, sillä se helposti estää verenkiertoa.

Tassusidettä käytetään n. 10-14 vrk, ja sitä vaihdetaan 2-3 vrk:n välein. On huolehdittava siitä, ettei eläin revi eikä nuole vammaa. Vammaan alettua paranemaan voi sisällä pitää jalan suojana pelkkää sukkaa.

Tassuside Ei saa kastua. Mikäli se pääsee kastumaan, se on vaihdettava. Ulkoilun ajaksi siihen suojaksi voi laastarilla kiinnittää muovipussin.